



# Projektion

Ergänzung Win 11 + QR-Code für Anwendungsübersicht



# ZEIGEN SIE DAS UNSICHTBARE !

## medilogic Projektion

### Fertigungsunterstützung in der Werkstatt:

- Originalgetreue direkte Abbildung auf dem Werkstück
- statische und dynamische Druckverteilung sowie Fußscan
- Exakte Fertigung und Überprüfung der Einlagenfunktion
- Einfache Funktionskontrolle
- Papierloses Arbeiten

### Aktives Marketing:

- Blickfang im Verkaufsraum weckt Interesse für Ihre Analysysteme
- Demonstration von Fehlbelastungen und deren Korrektur
- Erhöhte Kundenzufriedenheit



Produkte für den Menschen



# Projektion

## Computergenaue Abbildung der Druckverteilung und des Fußscan auf dem individuellen Fußbett

- Unterstützung im Ladenraum oder Werkstatt
- Für alle **medilogic** Messsysteme
- Darstellung der Wirkung von Pelotten und Polstern etc.
- Lichtstarker Projektor, Darstellung auch auf dunklem Material
- Schlanke Konstruktion, ideal für Laden oder Werkstatt



### Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

#### Projektor:

- Auflösung: 1024 x 768 Bildpunkte
- Lichtstärke: 1300 ANSI Lumen
- NEC-kompatibel

#### Stativ:

- Standfläche (B x T): 80 x 85 cm
- Höhe: ca. 250 cm

#### Softwareanforderungen:

- medilogic Sohlensystem oder Druckmessplatte oder Fußscanner

#### Computer (empfohlene Mindestausstattung):

- x86 kompatibler Prozessor
- min. 2 GB RAM
- 1 freier HDMI / VGA-Anschluss
- 1 freier USB-Anschluss
- Windows® 10, 11

001.01.15\_v02

Produkte für den Menschen

